

VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) - STATIM

Číslo výkonu:

22111

Autorská odbornost:

(222) transfuzní lékařství

Popis:

(Pokud má výkon jednoznačné indikace, uveďte je.)

Výkon se provádí mimo plánovanou sérii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility - STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně a vyšetření potransfúzních reakcí.

Poznámka:

Čím výkon začíná:

Přijetím a technickým a administrativním zpracováním vzorku.

Obsah a rozsah výkonu:

Reakce vyšetřovaných erytrocytů s diagnostickými antiséry anti-A, -B, -AB,-D (dvěma různými diagnostickými séry) a kontrolními séry (AB sérum, Rh kontrolní sérum). Dále reakce odpovídajícího séra s krvinkami A1, A2, B a 0. S každým vyšetřením se provádí kontrola kvality použitých diagnostik.

Čím výkon končí:

Vyhodnocením reakcí, určením AB0 a Rh krevní skupiny, administrativní úkony spojené s výsledkem.

Kategorie: P - hrazen plně;

Typ formuláře: Ambulantní

Omezení místem: S - pouze na specializovaném pracovišti

Omezení frekvencí: 1/1 hospitalizaci

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 30

Podmínky:

(Pokud je omezení místem "S", popište, čím je pracoviště specializované.)

Důvod změnového řízení:

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.)

Posouzení medicínské efektivity:

Ekonomický dopad:

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok)

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem:

Způsob úhrady v dalších zemích:

Další odbornosti:

Kód Název

Režie

| | | |
|-----|-------------------------|------|
| 202 | hematologie | 4,58 |
| 818 | laboratoř hematologická | 4,58 |

Nositelé:

| Pořadí | Kategorie | Funkce | Praxe | Čas | Poznámka | Aktuální body |
|----------------|-----------|--------|-------|-----|--------------------------------|---------------|
| 10 | S2 | SZP | 1 | 30 | praxe ve specializ. laboratoři | 128,49 |
| Celkem: | | | | | | 128,49 |

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:

| Kód | Název | Doplňek | Množství | Jednotka | Cena | Body |
|----------------|---|---------|----------|----------|--------------|--------------|
| M2328 | Sérum dg. anti - A - B (10 ml) | | 0,045 | bal | 4,60 | 10,35 |
| M2329 | Sérum dg. anti - D (10 ml) | | 0,03 | bal | 6,86 | 14,70 |
| M4450 | Sérum kontrolní k anti - D (10 ml) | | 0,03 | bal | 4,62 | 9,90 |
| M4469 | Dg. ery A1 - A2 - B - O - D + (4 x 10 ml) | | 0,01 | bal | 9,35 | 9,35 |
| M2271 | Sérum AGH (10 ml) | | 0,03 | bal | 48,00 | 12,00 |
| M4470 | Senzibil. ery (10 ml) | | 0,0015 | bal | 0,69 | 0,69 |
| M2124 | Roztok fyziologický (0,5 l) | | 0,1 | bal | 2,34 | 2,50 |
| M2125 | Zkumavka Aglut. (12x75x8 mm) | | 12 | ks | 7,75 | 18,60 |
| M0159 | Špička k pipetě | | 2 | ks | 1,80 | 1,86 |
| M2324 | Pipeta Pasteur UH | | 2 | ks | 1,00 | 0,92 |
| Celkem: | | | | | 87,01 | 80,87 |

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:

| Kód | Název | Doplňek ATC | Omezení | Množství | Jednotka | Cena | Body |
|----------------|-------|-------------|---------|----------|----------|-------------|-------------|
| Celkem: | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Přístroje:

| Kód | Název | D.Ž. N.Ú. | D.P. | Procento z výkonu | Cena | Body |
|----------------|---|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| M1384 | Centrifuga automatická promývací v ceně 300 000,- | 8 9000 | 4 | 1,00 | 300 000,00 | 24,21 |
| Celkem: | | | | | 300 000,00 | 24,21 |

ZUM:

| Kód | Název |
|-----|-------|
|-----|-------|

Položky mimo číselník

| Název | Popis |
|-------|-------|
|-------|-------|

ZULP:

| Kód | Název |
|-----|-------|
|-----|-------|

Položky mimo číselník

| Název | Popis |
|-------|-------|
|-------|-------|

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Bodová hodnota | Přímé 105,08 | Osobní 128,49 | Režijní 137,40 | Celkem 371 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|